

	Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation E3 Epreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel	
	E31 : Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux En centre de formation	
NOM Prénom :		Session

Compétences	Indicateurs d'évaluation	TI	I	B	TB	Note
C41.1 Installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste de travail	Installation rationnelle et conforme Respect des circuits, des circulations Relevé conforme de l'état initial des locaux Remise en ordre conforme à l'état initial ou à la demande Remise en état du poste de travail, des locaux techniques Respect des matériels et des locaux Respect des règles d'ergonomie et de sécurité					/1
C45 Mettre en œuvre des opérations de stérilisation des dispositifs médicaux						
Indicateurs d'évaluation communs :	Tenue professionnelle adaptée Respect des protocoles Respect des règles de prévention des risques biologiques e chimiques Contrôle et Validation de l'opération et Renseignement des documents de traçabilité					
Activité zone lavage	C 453 Réceptionner, trier les dispositifs médicaux	Vérification quantitative/qualitative des matériels à stériliser Tri adapté au mode de lavage Conduite adaptée face à un matériel à risque A.T.N.C				
	C 454 Effectuer le nettoyage manuel des matériels, des dispositifs médicaux	Respect des dosages et des temps d'action Respect de la marche en avant Lavage, rinçage et séchage adaptés au matériel Vérification de la qualité du séchage				
	C 455 Effectuer le nettoyage mécanisé et le séchage des matériels, des dispositifs médicaux	Identification des lots réceptionnés Respect des protocoles Respect de la marche en avant Chargement correct des laveurs Choix adapté des paniers Sélection adaptée des cycles de lavage Rinçage et séchage adaptés Validation de l'opération et renseignement des documents de traçabilité				/6
Activité zone propre	C 456 Recomposer les plateaux et sets de soin	Identification correcte des DM Vérification de la propreté, de la siccité et de la fonctionnalité des DM Respect des protocoles de recombposition Remontage correct des DM Remposition conforme des sets, plateaux, boîtes...				
	C 457 Conditionner les matériels, les dispositifs médicaux	Conditionnements adaptés aux procédés de stérilisation et aux exigences des services Vérification de l'intégrité du conditionnement Identification correcte des conditionnements				
	C 458-A Mettre en œuvre les opérations de stérilisation de matériels, les dispositifs médicaux	Vérification de la fonctionnalité de l'appareil Respect des protocoles, des cycles de stérilisation Respect des règles de chargement et de déchargement Sélection correcte du cycle en fonction de la composition de la charge Respect des règles de prévention des risques de brûlures Vérification des paramètres et des tests de conformité de la stérilisation Conduite adaptée en cas de non conformité				
	C 459 Stocker les matériels, les dispositifs médicaux stériles et préparer la commande pour un client.	Respect des règles de manutention et de stockage des conditionnements stériles Vérification de l'état des stocks et signalement des besoins Préparation de la commande conforme Conduite adaptée en cas de non conformité				/6

C51.1 Contrôler son travail	Vérification des matériels, des produits, des dosages ... Identification et appréciation des critères de qualité Remédiation pertinente en cours d'activité Choix pertinent des méthodes de contrôle Vérification du respect des procédures, des techniques, des circuits, de la coactivité... Respect du planning, des délais impartis, des étapes de travail Vérification de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Vérification de la prise en compte du développement durable Attitude d'autocontrôle						/1
C52.3 Enregistrer les résultats des contrôles de qualité	Documents renseignés et enregistrés avec rigueur						/1
C61.4 Rédiger ou renseigner des documents professionnels	Qualité de la rédaction et du contenu Précision, soin des renseignements fournis						/1
Sous-total :							/16
Analyse de la prestation : oral (10min max) :							
S2.1							
S3.2							
:							
Sous total :							/4
Total :							/20
Total :							/60
OBSERVATIONS :							
SIGNATURES DES MEMBRES DU JURY :							